



Die Lesehilfe für den täglichen Gebrauch

Wenn die Brille nicht mehr reicht und die Sehleistung abnimmt, wird Lesen zur Herausforderung. Mit dem VISIO 22/22+ Bildschirmlesegerät können Sie alltägliche Dinge wieder selbst und unabhängig bewältigen. Vergrößern Sie Bilder und Texte entsprechend Ihren Anforderungen. Das VISIO 22/22+ nimmt Schriftvorlagen oder auch Gegenstände mit seiner Kamera auf und gibt diese vergrößert auf dem Flachbildschirm wieder. Dabei können Vergrößerung und Darstellung nach Ihrem Bedürfnis variiert werden.

- großer 22 Zoll Breitbild-Flachbildschirm
- gestochen scharfe Darstellung
- edle Aluminiumoptik in zeitloser Eleganz
- Tasten sachlich gestaltet und intuitiv bedienbar
- sofort betriebsbereit
- platzsparende Konstruktion
- Bildoptimierung auf Knopfdruck
- stromsparend dank LED-Beleuchtung für Vorlage und Bildschirm

Das VISIO 22/22+ bietet alle Funktionen, die ein modernes Bildschirmlesegerät besitzen muss. Am Drehregler bestimmen Sie die Vergrößerung. Über einfach zu bedienende Funktionstasten verändern Sie die Bilddarstellung entsprechend Ihren Anforderungen. Für ein leichteres Lesen unterstützt Sie der Kreuztisch in der Zeilenführung. Zwischen Kreuztisch und Kamera ist ausreichend Platz, um A4-Seiten bequem umzublättern. Neben dem Standardmodell VISIO 22 mit 4 Funktionstasten können Sie sich für das erweiterte Modell VISIO 22+ mit 6 Funktionstasten entscheiden, das mehr Farbkombinationen bereitstellt.



Das moderne Design fügt sich nahtlos in jeder Umgebung ein.

Technische Daten

Modelle:

VISIO 22

- Bedienfeld mit 4 Tasten und Drehregler
- 7 Falschfarben mit Autofokus

VISIO 22+

- Bedienfeld mit 6 Funktionstasten
- 14 Falschfarben mit abschaltbarem Autofokus

Vergrößerung:

- 2,8- bis 60-fach, stufenlos

Darstellung:

- Echtfarbe, Falschfarbe, inverse Darstellung

Flachbildschirm:

- 54,6 cm (22") 16:9 Format

Einstellungen:

- Vergrößerung, Kontrastautomatik und Bildoptimierung

Stromversorgung:

- 100 - 240 VAC 50/60 Hz 1.7 A max.

Maße und Gewicht:

- 51,3 × 56 × 58 cm
- ca. 11,5 kg



Erweitertes Bedienfeld von VISIO 22+ mit 6 Funktionstasten und Drehregler.



VISIO 22 ist nach dem Einschalten sofort betriebsbereit.

VisioBraille GmbH

Oßmaritzer Straße 4c
D-07745 Jena

Tel.: 03641 - 2816-400
Fax.: 03641 - 2816-416

E-Mail: info@visiobraille.de
Internet: www.visiobraille.de